

Таблица №2

Режимы воздействия	Уровни прибора 907	
	L1	L2
<i>DIAGNOST 1</i> – диагностический / индивидуально дозированный режим воздействия на частоте 60 Гц;	+	+
<i>DIAGNOST 2</i> – диагностический / индивидуально дозированный режим воздействия на частоте 100 Гц;	-	+
<i>CONSTANT 1</i> – непрерывный режим воздействия общего назначения;	+	+
<i>CONSTANT 2</i> – непрерывный режим воздействия специального назначения	-	+
<i>INTERVAL</i> – интервальный (прерывистый) режим воздействия	+	+
<i>AM</i> – прерывистый режим воздействия с амплитудной модуляцией выходного сигнала	-	+
<i>FMVAR</i> – переменный режим воздействия с максимальной динамикой изменения параметров выходного сигнала	+	+
<i>FM</i> – переменный режим воздействия с частотной модуляцией выходного сигнала	-	+
<i>BEE</i> – режим воздействия «Укус пчелы»	-	+
<i>FMSW</i> – переменный режим воздействия с максимальной динамикой изменения параметров выходного сигнала	-	+
<i>AMVAR</i> – переменный режим воздействия с модуляцией амплитуды первой фазы импульса	-	+
<i>AMFM</i> – комбинированный режим модуляции амплитуды первой фазы импульса и частоты	-	+
<i>EN</i> – режим воздействия общего назначения с автоматически изменяющейся амплитудой первой фазы импульса в зависимости от реакции организма	+	+
<i>SC</i> - режим воздействия специального назначения для лечения широкого спектра заболеваний	+	+
<i>CS</i> - режим специального воздействия	-	+
<i>SM</i> - режим воздействия специального назначения для лечения костно-мышечных заболеваний	+	+